

**FICHE PRODUIT**



## Canule de yankauer - 2mm x 27cm

Référence : SOC-GEU-288211

### Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

## Description du produit

Canule de YANKAUER.

- Dimensions (diamètre x longueur) : 2mm x 27cm.

## Conformité et garantie

**CE**

Marquage CE

### Garantie

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

### SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Page produit

<https://www.socimed.com/canule-de-yankauer/4227-canule-de-yankauer-2mm-x-27cm.html>



## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |
| Garantie        | 1         |

### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)