

**FICHE PRODUIT**



## Dilatateur de hegar simple - diamètre 7,5 mm

Référence : SOC-444414

**Points forts**

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

### Description du produit

Dilatateur de Hegar simple ou bougie de Hegar.

**Diamètre:** 7,5 mm.

### Conformité et garantie



**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

### Page produit

<https://www.socimed.com/dilatateur-de-hegar/423-dilatateur-de-hegar-simple-diametre-7-5-mm.html>



**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |
| Garantie        | 1         |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com