

FICHE PRODUIT

Essuyeurs wypall l20, dévidage central, 6 rouleaux de 336 formats

Référence : KCP-BEDC115

Points forts

- Garantie : 0

Description du produit

Essuyeurs WYPALL L20 dévidage central :

- Adaptés aux essuyages fréquents de légères salissures et de petites quantités de liquides.
- Dévidage central;
- Ouate de cellulose blanche;
- Absorbante et résistante;
- Longueur du rouleau: 53m;
- Diam ext. de la bobine: 120mm;
- 336 formats par rouleau;
- Dimension des formats: 24 x 46cm;

Condition minimum de vente: 6 bobines filmées soit 2280 formats.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/essuyeurs-wypall-l/4234-essuyeurs-wypall-l20-devidage-classique.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com