

FICHE PRODUIT



Spéculum de cusco 110 x 30 mm

Référence : SOC-SPCU30

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Spéculum de CUSCO en acier inoxydable, stérilisable.

* Dimensions des valves (Long. x Larg): 110 x 30 mm.

* Conditionnement minimum de vente: 1.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/speculum-de-cusco/425-speculum-de-cusco-110-x-30-mm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com