

FICHE PRODUIT

Stérilisateur électronique, 20 Litres

Référence : SOC-GEU-181020

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Caractéristiques:

- Commande par touches sensibles,
- circulation d'air naturel,
- tout inox,
- thermostat réglable jusqu'à 200°,
- thermostat de sécurité étalonné à 240°,
- minuterie réglable de 0 à 250 mn, voyants de contrôle,
- isolations laine de roche,
- porte isolée avec un joint silicone,
- fermeture à clef,
- crémone haut et bas,
- fusibles bipolaires,
- cordon détachable?
- Dimensions externes: 565 x 315 x 410 mm,
- Dimensions internes: 405 x 250 x 220 mm,

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- puissance: 400W-220V.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/sterilisation-et-hygiene-medicale/4264-sterilisateur-electronique-ce-0499-20l.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com