

FICHE PRODUIT

Stérilisateur automatique 20 Litres

Référence : SOC-GEU-181024

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

STERILISATEUR POUPINEL ELECTRIQUE 20 LITRES

Découvrez ce stérilisateur électrique à air chaud modèle "PASTEUR". Sa structure intérieure et extérieure est en acier inoxydable. Ce poupinel est à deux étages intérieurs réglables et la porte et contre- porte sont complètement construits en acier inoxydable.

Structure intérieure et porte avec garniture en caoutchouc de silicone atoxique, isolée avec fibres en verre. Résistance armée en acier inoxydable.

Fermeture à clé. Tunnels d'aération réglables, placés sur le côté droit en bas et sur le côté gauche en haut pour le réglage et la circulation de l'air, utile pour le refroidissement rapide de l'appareil. L'installation électrique est isolée et protégée par des gaines en silicone Temporisateur de 0 à 120 minutes, qui débranche l'appareil à la fin du temps programmé. Thermomètre à sonde 0°-200°C. Thermorégulateur à sonde 0°-200°C. Thermostat de sécurité. Double voyant lumineux de contrôle (rouge et vert). 230V-50/60 Hz.

Caractéristiques du STERILISATEUR POUPINEL ELECTRIQUE 20 LITRES:

- Minuterie 120 mn,
- thermostat réglable de 0 à 220°C,
- thermostat de sécurité étalonné à 240°C,

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- voyants de contrôle,
- fusibles bipolaires,
- cordon détachable,
- isolation par laine de roche,
- porte isolée avec joint silicone fermant à clé,
- crémone haut et bas
- dimensions externes: 565 x 315 x 410 mm
- dimensions internes: 405 x 250 x 220 mm
- puissance: 400w-220V.

- **Code SH 84192000**

2.5.0.0

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/sterilisation-et-hygiene-medicale/4266-sterilisateur-automatique20l.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com