

FICHE PRODUIT



Stérilisateur automatique CE 0476, 5 Litres

Référence : SOC-GEU-181005

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Caractéristiques:

- Thermomètre,
- thermostat 200°
- minuterie 120 mn,
- thermostat de sécurité,
- fusibles bipolaires,
- cordon détachable,
- panier interne en inox,
- voyants de contrôle,
- isolation laine de roche,
- dimensions externes: 500 x 325 x 170 mm
- dimensions internes: 400 x 160 x 80 mm
- puissance: 350w-220 V.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/sterilisation-et-hygiene-medicale/4267-sterilisateur-automatique-ce-0499-5l.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1
Résolution de l'écran	Full HD

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com