

FICHE PRODUIT



Spéculum gynospec ceb à usage unique 88 x 24 mm

Référence : CEB-GYN24

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Spéculum GYNOSPEC à Usage Unique. Disponible en POLYSTYRENE CRISTAL. Utilisé en gynécologie-obstétrique, au cabinet médical et au laboratoire, le GYNOSPEC est l'outil d'examen et de prélèvement qui assure hygiène et sécurité, confort, économie. Stérile. Autres caractéristiques: * Introduction facile et douce. Accès large 38 mm. Bords arrondis et réguliers. * Mise en place facilitée : grâce à ses valves profilées, lisses et aux bords nets. * Dimensions des valves (Long. x Larg): 88 x 24 mm. Blocage rapide, efficace et sure. Identification: Clé rouge. * Poignée ergonomique pour des gestes doux, surs et rassurants. * Manipulation indolore, rapide et silencieuse, sécurisante pour le Praticien et la Patiente. * Emballage unitaire pelable avec n° de lot et date de péremption. * Conditionnement: Emballage unitaire pelable (ouverture facile). * Conditions minimum de vente: 4 boîtes de 25 spéculum cerclées : encombrement réduit.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/speculums-et-instruments-a-usage-unique/427-speculum-gynospec-ceb-a-usage-unique-88-x-24-mm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com