

FICHE PRODUIT



Tensiomètre anéroïde, Modèle RIESTER sphygmotensiophone 1380

Référence : RIE-1380

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

CARACTERISTIQUES

- * Valve de décompression de précision, inusable et à réglage ultra-précis
- * Le microfiltre protège la valve de décompression et système de mesure
- * Membrane en alliage de cuivre au béryllium à trempe spéciale, quasiment inaltérable
- * Membrane résistante à une surpression allant jusqu'à 600 mm Hg
- * Tolérance maximale d'erreur de +/- 3 mm Hg
- * Echelle graduée bien lisible, Ø: 49 mm, lisibilité optimale jusqu'à 300 mm Hg
- * Appareil livré avec étui rembourré en nylon et à fermeture éclair

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/tensiometres-aneroides/4293-tensiometre-anoeroide-modele-riester-sphygmotensiophone-1380.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com