

FICHE PRODUIT



Tensiomètre anéroïde, Modèle RIESTER Ri-san

Référence : RIE-1510

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Tensiomètre anéroïde, Modèle RIESTER Ri-san

Un design ergonomique rigoureux caractérise Ri-san®, le tensiomètre manopaire de haute qualité. Le réglage de la valve de décompression s'effectue confortablement, par simple pression du doigt. Également disponible en version sans latex (veuillez mentionner « SL » pour Sans Latex)

Caractéristiques du Tensiomètre anéroïde, Modèle RIESTER Ri-san:

- Tensiomètre manopaire à cadran, à un tube
- Poire sans latex pour le gonflage du brassard
- Raccord emboîtable pour tubulure, situé sur la face supérieure du manomètre, pour une mesure non entravée de la tension artérielle.
- Conçu pour les droitiers et les gauchers
- Valve de décompression de précision, inusable et à réglage ultra-précis
- Des microfiltres protègent la valve de décompression et le système de mesure
- Membrane en alliage de cuivre au béryllium à trempe spéciale, quasiment inaltérable
- Le mécanisme de précision garantit la fiabilité des prises de mesures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Membrane résistante à une surpression allant jusqu'à 600 mm Hg
- Bonne lisibilité de la graduation linéaire de Ø: 64 mm et allant de 0 à 300 mm Hg
- Tolérance maximale d'erreur de +/- 3 mm Hg
- Livré dans un étui vinyle à fermeture éclair
- Large gamme de différents modèles et tailles de brassards

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/tensiometres-aneroides/4294-tensiometre-anoirde-modele-riester-ri-san.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com