

**FICHE PRODUIT**



## Tensiomètre anéroïde, Modèle RIESTER Babyphon 1440

Référence : RIE-1440

### Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

## Description du produit

### Tensiomètre anéroïde, Modèle RIESTER Babyphon 1440

Tout en bleu et adapté aux enfants! C'est le tensiomètre manopaire spécialement conçu pour l'usage en cabinets de pédiatrie et en établissements hospitaliers.

Également disponible en version sans latex (veuillez mentionner «SL» pour Sans Latex).

### CARACTÉRISTIQUES:

- \* Il est disponible au choix avec boîtier chromé ou en plastique / métal robuste.
- \* Poignée-cuillère ergonomique en acier inoxydable
- \* Valve de décompression de précision, inusable et à réglage ultra-précis
- \* Le microfiltre protège la valve de décompression et le système de mesure
- \* Membrane en alliage de cuivre au béryllium à trempe spéciale, mécanisme de précision quasiment inaltérable
- \* Membrane résistante à une surpression allant jusqu'à 600 mm Hg
- \* Graduation linéaire, allant jusqu'à 300 mm Hg
- \* Tolérance maximale d'erreur de +/- 3 mm Hg
- \* Appareil livré avec étui rembourré en nylon et à fermeture éclair
- \* Large gamme de différents modèles et tailles de brassards

#### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Conformité et garantie

**CE**

Marquage CE

**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/tensiometres-aneroides/4295-tensiometre-anoirde-modele-riester-babyphon-1440.html>

## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |
| Garantie        | 1         |

## Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com