

FICHE PRODUIT



Tensiomètre anéroïde, Modèle RIESTER precisa N 1362 - 101

Référence : RIE-1362-101

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

CARACTÉRISTIQUES

- Poire latex pour le gonflage du brassard
- Socle de valve en métal
- Poignée-cuillère ergonomique en acier inoxydable
- Raccord simple à emboîtement pour la tubulure
- Valve de décompression de précision, inusable et à réglage ultra-précis
- Le microfiltre protège la valve de décompression et le système de mesure
- Membrane en alliage de cuivre au béryllium à trempe spéciale, quasiment inaltérable
- Membrane résistante à une surpression allant jusqu'à 600 mm Hg
- Graduation linéaire inclinée, de 0 à 300 mm Hg (bonne lisibilité)
- Tolérance maximale d'erreur de +/- 3 mm Hg
- Large gamme de différents modèles et tailles de brassards

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/tensiometres-neroides/4296-tensiometre-neroide-modele-riester-precisa-n-1362-101.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com