

FICHE PRODUIT



Ecarteur de BECKMANN 30 cm - valve 3 cm

Référence : SOC-GEU-271333

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Ecarteur de BECKMANN, branches articulées.

Valve 3 cm

Longueur: 30 cm.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/ecarteur-de-beckmann/4298-ecarteur-de-beckmann-30-cm-valve-3-cm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com