

FICHE PRODUIT



Cônes à filtre GILSON 20 - 300 µl, en rack

Référence : GIL-F1611734

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Cônes à filtre GILSON 20 - 300 µl, en rack de 96; Longueur: 31 mm

- En Polypropylène translucide
- Cônes naturels
- Autoclavables à 121°C pendant 20 min
- Les filtres bloquent les particules supérieures à 1 µm
- Rack à charnière
- Absence de RNase, DNase et Protéase
- Absence de métaux lourds;

Conditionnement: 10 racks de 96;

Condition minimum de vente: 960.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/cones-a-filtre-gilson/43-cones-a-filtre-gilson-20-300-l-en-rack-de-96.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com