


FICHE PRODUIT



Sachets hermétiques en saranex, 1 120 ml

Référence : SOC-STP1120

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

En arrêt, remplacé par les sachets MINIGRIP

Sachets hermétiques en saranex, 1 120 ml;

- * Le film saranex est hermétique aux liquides et à l'air, n'absorbe et ne restitue pas les odeurs, n'altère pas la composition de l'échantillon prélevé,
- * Possède un pouvoir élastique élevé,
- * Est résistant aux chocs et aux déchirements. Elimine le besoin d'un double sac.
- * Est résistant à la plupart des acides, des bases et liquides de conservation tel que le liquide de Bouin;
- * Sachets avec double fermeture à pression, parfaitement hermétique, facile à ouvrir et à refermer;
- * Dimensions: (Larg. x Haut.): 180 x 200 mm;
- * Conditionnement: Carton de 4 boîte de 250 pièces;
- * Condition minimum de vente: Boîte de 250 pièces.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/sachets-hermetiques-en-saranex/4300-sachets-hermetiques-en-saranex-1120ml.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com