

FICHE PRODUIT

Cônes UNIBOX, recharge: 2 - 300 µl

Référence : LAB-RCN300

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

UNIBOX SYSTEM: 2 à 300 µl

- Couleur naturelle
- Type de collerette Labsystems
- Système économique de recharge des cônes pour racks
- Se compose d'un rack et d'une recharge; La recharge des cônes: 96 cônes (8 x 12) pré-rangés sur une grille en polypropylène à placer dans les racks
- Les racks sont livrés vide sans support, ni cône en 2 versions: en polycarbonate (PC) translucide et couvercle (PC) coulissant transparent, autoclavable de nombreuses fois, 20 mn à 121°C et en polypropylène bleu (PP) avec couvercle "Coiffant" transparent.

Condition minimum de vente: 5 recharges de 96 cônes.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/cones-unibox-recharge/4302-cones-unibox-recharge-2-300-l.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com