

FICHE PRODUIT



Unité de prélèvement à ailettes QUICKFIT - 21 g - 19 x 0,8 mm

Référence : TER-MNSV21Q

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Unité de prélèvement à ailettes QUICKFIT - 21 g - 19 x 0,8 mm.

- Diamètre externe de l'aiguille: 0,8 mm.
- Code couleur: vert.
- Kit de prélèvement complet à usage unique prêt à l'emploi.

Composé de:

- Une aiguille TERUMO: 19 mm, à paroi mince, et biseau court,
- Une tubulure à ailettes très souple, embout Luer, longueur 300 mm (microperfuseur à ailettes à paroi mince et biseau court)
- Un adaptateur Luer standard à vis.
- Emballage unitaire sous blister.
- Stérile, apyrogène.
- Conditionnement par carton de 16 boîtes de 50 pièces.
- Conditionnement minimum de vente: Boîte de 50 pièces.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/unites-de-prelevement-a-aile/4309-unite-de-prelevement-a-ailettes-quickfit-21g-19-x-0-8-mm.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com