

FICHE PRODUIT

Lamelles standards, rectangulaire, 24 x 50mm

Référence : SOC-LCO2450

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Lamelles standards, Rectangulaire, 24 x 50mm.

Caractéristiques :

- * Lamelles lavées, dégraissées, en verre blanc;
- * Conformes à la norme ISO 8255;
- * Epaisseur régulière type #1 : 0,13 à 0,16mm;
- * Lamelles livrées en boîte plastique les protégeant de la poussière et des chocs;
- * Conditionnement: 10 boîtes 100 pièces;
- * Condition minimum de vente: Carton 1000 pièces.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/lamelles-standards/431-lamelles-standards-rectangulaire-24-x-50mm.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com