

FICHE PRODUIT



Etiquettes autocollantes non permanentes, (L x l): 150 x 105 mm

Référence : SOC-EECHDIAG

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Caractéristiques:

- Dimensions (L x l): 150 x 105 mm ;
- "Echantillons de diagnostic";
- Couleur blanche, écriture noire.
- Sigle Biohazard.
- Deux tailles disponibles.
- Plastifiées;
- Texte: Echantillon de diagnostic;
- Condition minimum de vente: Paquet de 100 pièces.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/etiquettes-autocollantes/4310-etiquettes-autocollantes-non-permanentes-lxl-150-x-105mm.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com