

**FICHE PRODUIT**

## Mini boîte de transport, bleu

Référence : SOC-MINIBOX06

### Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

## Description du produit

MINIBOX: Mini boîte de transport Bleu Pour tubes de prélèvements.

Mini boîte étanche, incassable en plastique transparent; La transparence permet la visualisation d'une éventuelle fuite de sang avant ouverture.

Posée, la miniBOX est stable en position fermée ou ouverte.

La MINIBOX peut contenir:

4 tubes de 5 ml + 1 tube de 7 ml;

2 lingettes désinfectantes (Réf. LGETMAIN ou Réf. TACLP) + 1 pansement;

1 corps de prélèvement standard + 1 aiguille;

1 absorbant;

Condition minimum de vente: 12.

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

## Conformité et garantie



Marquage CE

**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/mini-boa-te-de-transport/4315-mini-boarte-de-transport-bleu.html>

## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |
| Garantie        | 1         |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com