

FICHE PRODUIT

Mini boîte de transport, verte

Référence : SOC-MINIBOX04

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

MINIBOX: Mini boîte de transport Verte Pour tubes de prélèvements: Mini boîte étanche, incassable en plastique transparent; La transparence permet la visualisation d'une éventuelle fuite de sang avant ouverture. Posée, la miniBOX est stable en position fermée ou ouverte.

La MINIBOX peut contenir:

- * 4 tubes de 5 ml + 1 tube de 7 ml;
- * 2 lingettes désinfectantes (Réf. LGETMAIN ou Réf. TACLP) + 1 pansement;
- * 1 corps de prélèvement standard + 1 aiguille;
- * 1 absorbant;

Condition minimum de vente: 12.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/mini-boa-te-de-transport/4317-mini-boarte-de-transport-verte.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com