

FICHE PRODUIT



Porte-tubes quickfit terumo pour venoject et venosafe 5,7-10 ml

Référence : TER-XXVF10HGSQ

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

- **Caractéristiques des Porte-tubes Quickfit TERUMO pour VENOJECT et VENOSAFE 5,7 et 10 ml.**

- Code couleur: rose.
- Conditionnement minimum de vente: sachet de 25 pièces.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/porte-tubes-de-prelevement-sanguin/4322-porte-tubes-quickfit-terumo-pour-venoject-et-venosafe-5-7-10-ml.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com