

**FICHE PRODUIT**

## Lamelles standards, rectangulaire, 24 x 36mm

Référence : SOC-LC02436

**Points forts**

- délais : 48 heures
- Garantie : 0
- Résolution de l'écran : Full HD

### Description du produit

Lamelles standards, Rectangulaire, 24 x 36mm

**Caractéristiques :**

- \* Lamelles lavées, dégraissées, en verre blanc;
- \* Conformes à la norme ISO 8255;
- \* Epaisseur régulière type #1 : 0,13 à 0,16mm;
- \* Lamelles livrées en boîte plastique les protégeant de la poussière et des chocs;
- \* Conditionnement: 10 boîtes 100 pièces;
- \* Condition minimum de vente: Carton 1000 pièces.

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Conformité et garantie



Marquage CE

**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/lamelles-standards/433-lamelles-standards-rectangulaire-24-x-36mm.html>

## Caractéristiques

| Caractéristique       | Valeur    |
|-----------------------|-----------|
| delais                | 48 heures |
| Garantie              | 0         |
| Résolution de l'écran | Full HD   |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com