

FICHE PRODUIT



Couvercle en PVC transparent imprimé "Matière Biologique, Catégorie B" pour calage Megabox GM"

Référence : SOB-PVCGMTR

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Couvercle en PVC transparent imprimé "Matière Biologique, Catégorie B" pour calage Megabox GM

Application:

- Transport d'échantillons biologiques

Caractéristiques :

- Transparent
- Dimensions (Long. x Larg. x H.): 255 x 171 x 1,5 mm
- Condition minimum de vente : 1.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/couvercles-pvc/4336-couvercle-pvc-transparent.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com