

FICHE PRODUIT

Portoir pour 12 flacons de 60ml

Référence : SOB-PFP60

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Portoir pour calage Megabox grand modèle pour plusieurs flacons

Portoirs stables composés de:

- 2 parties emboîtées et facilement séparables au moment du nettoyage.
- 2 anses latérales pour une préhension aisée;
- 6 coloris au choix ()
- Dimensions(Long. x Larg. x H.): 223 x 145 x 40mm;

Application

- Transport d'échantillons biologiques

Avantages

- Stable

* **3 x 4 = 12 flacons**

* **Diamètre: 33 mm**

* **Volume: 60 ml;**

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Condition minimum de vente: 1.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/accessoires-pour-megabox-petit-grand-modele/4337-portoir-12-flacons.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com