

FICHE PRODUIT

Megabox grand modèle, portoir thermoformé, 77 tubes de 7 ml

Référence : SOB-BTGM7EN

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Megabox grd modèle, portoir thermoformé, 77 tubes de 7 ml;

Dimensions (Long. x Larg. x H.): 263 x 185 x 110 mm;

Condition minimum de vente: 1.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/megabox-et-portoir-thermoforme/4343-megabox-grd-modele-portoir-thermoforme-77-tubes-de-7-ml.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com