

FICHE PRODUIT



Tambour de stérilisation 340 x 240 mm

Référence : SOC-GEU-111344

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Caractéristiques:

- Avec éclipses latérales
- Avec couvercle à charnière
- En inox
- Dimensions: (Ø x h): 340 x 240 mm.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/tambour-de-sterilisation/4346-tambour-de-sterilisation-340-x-240-mm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com