

**FICHE PRODUIT**

## Tambour de stérilisation 240 x 165 mm

Référence : SOC-GEU-111242

**Points forts**

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

### Description du produit

Caractéristiques:

- Avec éclipses latérales
- Avec couvercle à charnière
- En inox
- Dimension (Ø x H):240 x 165 mm.

### Conformité et garantie



Marquage CE

**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Page produit

<https://www.socimed.com/tambour-de-sterilisation/4368-tambour-de-sterilisation-240-x-165-mm.html>



## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |
| Garantie        | 1         |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com