

FICHE PRODUIT

Boîtes de pétri GOSSELIN, Dia: 55 mm, ergots de ventilation: 3, stérile

Référence : PLG-BPS55GE

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Boîtes de pétri GOSSELIN, Ø: 55 mm, ergots de ventilation: 3, stérile;**Caractéristiques:**

- Boîtes de Pétri empilées sous gaine polyéthylène.
- Sursac polyéthylène à l'intérieur du carton.
- Hauteur: 14,30 mm.
- Poids: 5,5 g.

Conditionnement: 40 sachets de 20 pièces.

Conditionnement minimum de vente: Carton 800 pièces.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/boa-tes-de-petri-gosselin/4378-boartes-de-petri-gosselin-a-55mm-ergots-de-ventilation-3-ste.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com