


**FICHE PRODUIT**

## Tensiomètre anéroïde, Modèle RIESTER MINIMUS II 1310

Référence : RIE-1310

**Points forts**

- délais : 48 heures
- Garantie : 2

### Description du produit

**CARACTERISTIQUES:**

- \* Tensiomètre à cadran, compact, à un tube
- \* Boîtier métallique robuste, chromé et poli, avec anneau métallique, protégé contre la corrosion
- \* Poire latex avec valve de décompression chromée
- \* Socle de valve en métal
- \* Valve de décompression de précision, inusable et à réglage ultra-précis
- \* Le microfiltre protège la valve de décompression et le système de mesure
- \* Poignée-cuillère en acier inoxydable
- \* Membrane en alliage de cuivre au béryllium à trempe spéciale, quasiment inaltérable
- \* Connecteur en métal pour un changement de brassard facile et rapide
- \* Membrane résistante à une surpression allant jusqu'à 600 mm Hg
- \* Tolérance maximale d'erreur de +/- 3 mm Hg
- \* Echelle linéaire graduée en aluminium, à 49 mm, lisibilité optimale jusqu'à 300 mm Hg
- \* Appareil livré avec étui vinyle à fermeture éclair
- \* Large gamme de différents modèles et tailles de brassards

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Conformité et garantie

**CE**

Marquage CE

**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/tensiometres-aneroides/4380-tensiometre-anoirde-modele-riester-minimus-ii-1310.html>

## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |
| Garantie        | 2         |

## Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com