

FICHE PRODUIT

Garrot sans latex plat 75 Cm

Référence : SOC-GARPSL

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Caractéristiques:

- Non stérile
- Couleur : Vert
- Dimensions: Longueur 75cm ;Largeur 1.8cm ; Epaisseur : 0.45mm
- Sans latex
- Entretien: réutilisable, nettoyer avec un chiffon imbibé d'alcool ou à l'eau savonneuse, ne jamais mettre en contact le garrot avec des graisses ou huile (ex : vaseline, huile de paraffine) ou des solvants organiques tels que benzène, éther, esters et hydrocarbures chlorés ainsi que des oxydants (chlore, acide péracétique).
- Conserver à l'abri du vent et du soleil.
- Stérilisable en autoclave.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/garrots-tourniquet/4381-garrot-en-caoutchouc-tubulaire.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com