

FICHE PRODUIT

Appareil de filtration en polycarbonate - 250 ml - diamètre 47 mm

Référence : SAR-16510

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 2

Description du produit

Appareil de filtration complet en polycarbonate

Applications:

- Détermination des MES (Matière En Suspension) selon la norme AFNOR NF EN 872; Clarification et filtration stérilisante de solutions aqueuses au laboratoire ou sur le terrain.
- Corps en polycarbonate, joints toriques et capuchons en silicone et support filtre en polypropylène.
- Utilisation sous vide ou sous pression (2 bar maxi.).
- Stérilisation par Autoclave (121°C max.).
- Diamètre: 47 mm.
- Capacité de 250 ml.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/appareil-de-filtration-sous-vide/4383-appareil-de-filtration-en-polycarbonate-250ml-diametre-47mm.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com