

FICHE PRODUIT



Öses à usage unique COPAN, rigide, vert foncé, barquette refermable/40

Référence : COP-OPS1DR

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Öses, usage unique COPAN, Rigide, Vert foncé, Barquette refermable/40; * Surface de l'anse ultra-lisse: facilite l'étalement et n'entame pas la gélose. * Manche hexagonal pour une meilleure préhension. * Matière: polystyrène. * 2 versions: * Souple, flexible. * Dure, rigide. * 2 volumes disponibles: * 1 µl, couleur verte. * 10 µl, couleur bleue. * Code couleur différencié pour les 4 modèles. * Öses calibrées selon la méthode Evans Blue Dye (mesure du volume réellement transféré). * Stériles. * Certificat de calibration fourni dans chaque carton de 500 ou 1 000 öses; * Permet une restitution totale des échantillons. * Conditionnements: Barquette refermable de 40 öses. * Conditionnement minimum de vente: Boîte de 1 000.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit


<https://www.socimed.com/oeses-a-usage-unique-copan/4393-a-ses-usage-unique-copan-rigide-vert-fonce-barquette-refermab.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com