


FICHE PRODUIT

Pansement prédécoupé - non tissé, hypoallergénique

Référence : SOC-PNT62V

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Pansements prédécoupés avec compresse centrale non tissé, hypoallergénique, sans protection unitaire, en sachet.

* Dimensions: 6 x 2 cm.

* Condition minimum de vente: sachet de 1000.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/pansements-speciaux-et-hypoallergeniques/4394-pansements-predecoupees-non-tisse-hypoallergenique.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com