

FICHE PRODUIT



Pansement prédécoupé - non tissé, hypoallergénique

Référence : SOC-PNT62

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Pansements prédécoupés avec compresse centrale non tissée, hypoallergénique, emballage unitaire.

* Dimensions: 6 x 2 cm.

* Condition minimum de vente: sachet de 1000.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/pansements-standards-et-pansements-gras/4395-pansements-predecoupees-non-tisse-hypoallergenique.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com