

FICHE PRODUIT

Microtubes, 200µl, cape a dôme

Référence : AXY-PCR02D

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Microtubes, 200µl, * Cape à dôme. * Recommandés pour toutes les techniques d'amplification (type PCR). * Parois fines pour favoriser les échanges thermiques, raccourcir les cycles et donc améliorer le rendement. * Les microtubes, 200µl s'adaptent sur la plupart des thermocycleurs. * En polypropylène. * Présentés en sacs refermables. * Températures d'utilisation: -40 °C +121 °C. * Autoclavables à 121 °C (20 min.). * Centrifugation: jusqu'à 10 000 g. * Conditionnement: Sac de 500. * Conditionnement minimum de vente des microtubes, 200µl: Boite de 1000.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit


<https://www.socimed.com/microtubes/4396-microtubes-200-l-cape-a-dome.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com