

FICHE PRODUIT

Pansement prédécoupé avec compresse centrale hypoallergénique

Référence : SOC-P62

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 2

Description du produit

Pansements prédécoupés avec compresse centrale Hypoallergénique

- * Emballage unitaire.
- * Dimensions : 6 x 2 cm.
- * Condition minimum de vente: sachet de 100.

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/pansements-speciaux-et-hypoallergeniques/4397-pansements-predécoupés-avec-compresse-centrale-hypoallergeni.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com