

FICHE PRODUIT

Pansement compressif sureseal

Référence : SOC-PCOMP

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Pansements compressifs SURESEAL

Permet d'arrêter rapidement tout saignement.

Action hémostatique : la compresse centrale se gonfle dès qu'elle est en contact avec le sang comprimant ainsi la plaie.

* Dimensions: 7,2 x 3cm.

* Conditionnement minimum de vente: Boite de 100 pièces.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/pansements-compressifs-bandes-cohesives-bandes-de-compression/4400-pansements-compressifs-sureseal.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com