

FICHE PRODUIT

Set testo 174

Référence : SOC-TESTO174SET

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Set TESTO 174

Comprenant:

- 291,36; Un enregistreur 174. Un logiciel Comsoft 3 de base;
- Un sabot de fixation murale avec une interface et un cordon de liaison PC; Pour surveiller la température lors du transport des échantillons !

Le logiciel Comsoft compatible Windows permet:

- * la représentation sous forme de tableau et de graphique
- * l'édition de données
- * l'enregistrement de programme et de réglage des limites
- * ainsi que l'utilisation de plusieurs mini-enregistreurs.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/enregistreur-de-temperature/4405-set-testo-174.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com