

FICHE PRODUIT

Mini-enregistreur 174 supplémentaire

Référence : SOC-TEST0174

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Mini-enregistreur 174 supplémentaire

- Pour surveiller la température lors du transport des échantillons !
- Le logiciel Comsoft compatible Windows permet:
- La représentation sous forme de tableau et de graphique
- L'édition de données
- L'enregistrement de programme et de réglage des limites ainsi que l'utilisation de plusieurs mini-enregistreurs.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/enregistreur-de-temperature/4406-mini-enregistreur-174-supplementaire.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com