

FICHE PRODUIT



Pansement urgo soft blanc

Référence : URG-URGO1500

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Pansements URGO Soft blanc.

• Caractéristiques:

- Haute tolérance cutanée.
- Non-tissé. Compresse centrale
- Emballage unitaire.
- Dimensions: 7,2 x 2cm.
- Condition minimum de vente: Boite de 1000 pièces.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/pansements-standards-et-pansements-gras/4407-pansements-urgo-soft-blanc.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com