

FICHE PRODUIT

Essuyeurs wypall l10, dévidage classique

Référence : KCP-BEDC1500

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Essuyeurs WYPALL L10 :

- Adaptés aux essuyages fréquents de légères salissures et de petites quantités de liquides.
- Dévidage classique;
- Ouate de cellulose blanche;
- Absorbante et résistante;
- Longueur du rouleau:570m;
- Diam ext. de la bobine: 320mm;
- 1500 formats par rouleau;
- Dimension des formats: 23,5 x 28cm;

Condition minimum de vente: 1 bobine filmée soit 1500 formats.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/essuyeurs-wypall-l/4408-essuyeurs-wypall-l10-devidage-classique.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com