

FICHE PRODUIT

Essuyeurs WYPALL L40, boîte distributrice pop-up

Référence : KCP-WYPAL40B

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Essuyeurs WYPALL L40, Boîte distributrice "Pop-up";

Association de fibres de pure ouate et de latex.

Doux et épais. Formats enchevêtrés; Parfaits pour absorber de grandes quantités de liquide, ne se désagrègent pas;

Dimensions des formats: 41,5 x 25 cm; Conditionnement: Carton de 9 boîtes;

Condition minimum de vente: 1 boîte de 90.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/essuyeurs-wypall-l/4425-essuyeurs-wypall-l40-boarte-distributrice-pop-up.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com