

FICHE PRODUIT



Obturateur pour cathéter - bleu

Référence : TER-SO2225F

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Obturateur pour cathéter - Bleu.

- Code couleur: bleu.

Autres caractéristiques:

- Stériles. Apyrogènes.
- Obturateur flexible en polyéthylène.
- Un obturateur Luer-Lock est disponible pour chaque taille (sauf 24 G).
- Il empêche la formation de caillots dans la lumière du cathéter lorsque l'utilisation est momentanément interrompue.
- L'obturateur possède le même code couleur que le cathéter ceci afin d'éviter toute confusion.
- Conditionnement minimum de vente: Boîte de 50 pièces.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/obturateurs-cathetersuu/4429-obturbateur-pour-catheter-bleu.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com