


FICHE PRODUIT

Plaques multipuits pour culture cellulaire, 12 puits

Référence : TPP-MC12TS1

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Plaques multipuits pour culture cellulaire, 12 puits;

- Traitement culture cellulaire uniquement sur le fond des puits.
- Qualité optique pour l'observation et les mesures spectrophotométriques.
- Ergot de ventilation : évite l'effet ventouse entre plaques multipuits.
- Anneau anticondensation sur le couvercle prévenant les contaminations croisées.
- Repérage alpha numérique sérigraphié en noir.
- Bande jaune sur le couvercle et la plaque servant de détrompeur visuel rapide et de zone de marquage.
- Bande striée pour une compréhension facile de chaque ensemble "plaque + couvercle", notamment lorsque les plaques multipuits sont empilées.
- Empilement stable compatible quelque soit le modèle de plaque TPP.
- Les plaques multipuits ont le format standard : 128 mm x 86 mm.
- Polystyrène cristal.
- Stériles.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Niveau d'endotoxines inférieur à 0,5 EU par ml.
- Pour usage général de laboratoire.
- Caractéristiques techniques des plaques multipuits
- Forme de puits: carrée.
- Nombre de puits: 12 puits
- Dimensions des puits: Volume = 6,30; Surface de culture = 3,66 cm²; Ø = 22,2 mm.
- Conditionnement: 1 par sachet.
- Conditionnement de vente: Carton de 126.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/plaques-multipuits-culture-cell/4430-plaques-multipuits-pour-culture-cellulaire-12-puits.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com