


FICHE PRODUIT



Boîte de pétri pour culture cellulaire à Ø: 60 mm

Référence : TPP-BC60T

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Boîte de pétri pour culture cellulaire à Ø: 60 mm;

- Traitement culture cellulaire uniquement sur le fond interne des boîtes.
- Anneau d'empilage discontinu, réduisant les phénomènes de condensation et d'adhérence des boîtes les unes aux autres.
- Anneau strié de préhension.
- Zone d'inscription servant de repère de position.
 - * jaune sur le couvercle.
 - * dépolie sur le corps.
- Cadran numérique de repérage sur le fond de la boîte.
- 6 ergots de ventilation.
- En Polystyrène cristal.
- Stériles.
- Niveau d'endotoxines inférieur à 0,5 EU par ml.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Pour usage général de laboratoire.
- Diamètre(Ø): 60 mm.
- Surface de culture: 22,10 cm².
- Hauteur totale: 15 mm.
- Conditionnement minimum de vente: 1200pcs.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/boa-tes-de-petri-culture-cell/4433-boartes-de-petri-pour-culture-cellulaire-a-60mm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com