

FICHE PRODUIT

Flacons pour culture cellulaire, 1360 ml, à filtre

Référence : TPP-FC300FT

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Flacons pour culture cellulaire, 1 360 ml, à filtre; * Pour les cultures en monocouche ou en suspension. * Large gamme de 10 à 485 cm². * Traitement culture cellulaire uniquement sur le fond des flacons, ce qui évite la croissance des cellules sur les bords et surfaces inclinées. * Parfaite qualité optique pour l'observation microscopique. * Matière: * flacon en polystyrène cristal. * cape en polyéthylène. * Stériles. * Niveau d'endotoxines inférieur à 0,5 EU par ml. * Pour usage général de laboratoire. * version de capes disponibles: à filtre : une cape munie d'un filtre hydrophobe de 0,2 µ permet les échanges gazeux et évite les contaminations; Pour chaque taille de flacon, le diamètre du filtre est ajusté en fonction de la surface de culture. * Surface de culture: 300 cm². * Volume maximal: 1 360 ML. * Dimensions(L x l xH): 27 x 17 x 4,5 cm. * Conditionnement: Sachet de 3. * Conditionnement minimum de vente: Carton de 18.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/flacons-pour-culture-cellulaire/4437-flacons-pour-culture-cellulaire-1360ml-a-filtre.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com