

FICHE PRODUIT

Rack staborack avec 96 tubes marqués a1 à h12

Référence : SOC-MIC42001

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Rack Staborack avec 96 tubes marqués A1 à H12 :

- * Matière: Polypropylène.
- * Autoclavables.
- * Livrés avec couvercle de sécurité (nouveau mécanisme de verrouillage).
- * Empilables.
- * Dimensions hors tout du rack (Longueur x largeur x hauteur) : 128 x 86 x 49 mm.
- * Conditionnement minimum de vente: Boîte de 8 racks.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/stockage-d-echantillons/4438-rack-staborack-avec-96-tubes-marques-a1-a-h12.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com