

FICHE PRODUIT



Tube de conservation Micronic en polypropylène 1,4 mL

Référence : SOC-MIC32022

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Tubes standards non marqués en vrac; En polypropylène :

- * Fond légèrement conique pour une récupération totale de l'échantillon;
- * Volume total : 1,4 ml.
- * volume utile: 1,1ml.
- * Dimensions (Ø ext. x hauteur) : 9 x 44 mm.
- * 2 versions :
 - Standard : non marqués, disponibles en vrac ou pré-rangés.
 - Avec repérage alphanumérique sur le fond du tube (A1 à H12), en recharge uniquement.
- * Conditionnement minimum de vente: Sachet de 960 tubes.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/stockage-d-echantillons/4440-tubes-standards-non-marques-en-vrac.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com