

**FICHE PRODUIT**

## Chambre de culture LAB-TEK II, 8 puits

Référence : SOC-LABTEK8P

**Points forts**

- délais : 48 heures
- Garantie : 0
- Résolution de l'écran : Full HD

### Description du produit

**Chambre de culture LAB-TEK II, 8 puits**

Chambre centrale amovible en polystyrène pour des configurations à 1, 2, 4, et 8 puits.

Lame microscopique non fluorescente en verre (25 x 75 x 1,2 mm) avec bords rodés.

**Descriptions :**

- \* Adhésif biocompatible.
- \* Chambre et couvercle en polystyrène.
- \* Bord de puits hydrophobe inerte imprimé sur la lame.
- \* Plage d'écriture.
- \* Traitées pour une fixation et une croissance excellentes des cellules.
- \* Séparateur de lame fourni dans chaque paquet.
- \* Stériles.

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Conformité et garantie



Marquage CE

**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/chambre-de-culture-lab-tek-ii/4441-chambre-de-culture-lab-tek-ii-8-puits.html>

## Caractéristiques

| Caractéristique       | Valeur    |
|-----------------------|-----------|
| delais                | 48 heures |
| Garantie              | 0         |
| Résolution de l'écran | Full HD   |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com